


ОК-БЕТА ПЛЮС

стол операционный универсальный ОУК-02-1 (101.900)

- универсальный операционный стол с электрогидравлической регулировкой и дублирующим механогидравлическим приводом
- возможность взаимодействия с системой интегрированной операционной по интерфейсом bluetooth, RS485 и др.
- позиция «нулевого положения панели стола»

применяется совместно с комплектами КПП:

02	03	04	05	06	07	08	
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18			21	22		
25	26	27	28	29	30	31	32



Регулировки дублирующим приводом:
высота панели,
продольные и боковые наклоны,
наклоны спинной секции

Безопасная рабочая нагрузка ... 250 кг
Масса стола 270 кг

